

# otowel CERA

Dispositivo Médico Classe I

Spray nebulizador para dissolver e limpar  
Para remoção da cera do ouvido

A cera do ouvido, ou cerúmen, é uma secreção normal das glândulas do ouvido. Um excesso de cera pode levar a inúmeros efeitos indesejáveis, incluindo perda de audição, desconforto, dor e tosse. A perda de audição acontece quando a cera acumulada fecha o canal auditivo, reduzindo ou prevenindo que as ondas sonoras atinjam o tímpano. O desconforto ou dor podem ocorrer nos casos em que a cera comprimida pressiona o tímpano. A tosse pode acontecer nos casos em que a cera compactada estimula os nervos partilhados pela garganta e canal auditivo, provocando uma sensação na garganta que pode levar à tosse.

**Otowel Cera** é um spray eficaz, natural e seguro para dissolver e limpar a cera acumulada.

**Otowel Cera** combina ingredientes que exercem uma limpeza mecânica, com a segurança e eficácia do óleo natural de oliveira.

Ao usar **Otowel Cera**, o cerúmen é dissolvido e gradualmente removido do ouvido, utilizando o próprio mecanismo natural de limpeza e eliminação.

O mecanismo em micro-spray permite uma dispersão ideal no canal auditivo.

**Ingredientes:** Olivaxol™, Óleo de oliveira, Óleo de hortelã.

**Indicações:** Para a dissolução e remoção da cera do ouvido externo e canal auditivo, em bebés acima de 3 meses, crianças e adultos.

**Instruções de uso:** Aplicar 1 a 2 nebulizações em cada ouvido, três vezes por dia até à dissolução da cera. Em casos mais difíceis, esticar o canal auditivo, puxando suavemente o lóbulo superior da orelha para cima e para trás da cabeça. Esta pequena manobra, permite uma melhor penetração dos ingredientes ativos nas partes mais internas do canal auditivo.

**Para prevenção da acumulação de cera:** Aplicar 1 a 2 nebulizações em cada ouvido, uma vez por dia.

**Advertências:** Não deve ser usado em casos de tímpano perfurado; Não usar em caso de utilização de tubos de ventilação do ouvido; Manter longe da vista e do alcance das crianças; Evitar contacto com os olhos.

**Apenas para uso externo.**

**Condições de armazenamento:** Armazenar em lugar fresco, não expor a temperatura acima de 50°C. O prazo de validade do dispositivo é de 36 meses conforme indicado na embalagem.

Em caso de incidentes graves, notifique o Fabricante e a Autoridade Competente.

Última revisão: Ver. 3 06/2021



Naveh Pharma (1996) Ltd.  
11-19 Yad Harutzim St., P.O.B. 8139  
Netanya 4250519, Israel.  
www.navehpharma.com



Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53,  
1030 Brussels, Belgium

**DISTRIBUÍDO POR:**

Tecnifar S.A.  
Rua José Da Costa Pedreira,  
Nº 11 - B - Torre Sul  
1750-130 Lisboa, Portugal  
Tel. +351 210 330 700



**TECNIFAR**  
CONSUMER HEALTH